


Dieses Dokument wurde am 21.11.2024 erstellt und umfasst alle Produkte der Kategorie:

Antigen-Selbsttest

Das aktuelle Dokument kann hier heruntergeladen werden:



DIREKTLINK

Im Produktkatalog können diese PDF Dokumente auf jeder Ebene der Hierarchie per Klick auf das Symbol generiert werden.



Home

Categories ▾

Brands ▾

About us ▾



Home  -> SourceWeb Medical AG  -> Protective equipment  -> Protective masks  -> 3M 1860 



Inhaltsverzeichnis

Covid-19

Antigen-Selbsttest

Hotgen® Antigen-Selbsttest

1

SafeCare Antigen-Selbsttest

2

SourceWeb® Antigen-Selbsttest

3

Hotgen® Antigen-Selbsttest

Offiziell in der EU als Laintest anerkannt (mit CE-Siegel)

Dieser Schnelltest für den einmaligen Gebrauch wird zur Bestimmung des Coronavirus-Antigens verwendet. Die Probenentnahme erfolgt über einen Nasenabstrich am Menschen. Der Coronaschnelltest wird als schnelle Untersuchung bei einem Verdacht auf Coronavirus-Fälle verwendet. Auch zur Rückbestätigung für den Nachweis von Nukleinsäuren bei entlassenen Patienten kann dieser Test verwendet werden. Dieser Test besitzt die CE-Zulassung zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests) zum Nachweis von SARS-CoV-2 und ist ebenfalls beim BfArM gelistet, sowie vom Paul Ehrlich Institut evaluiert.

Besonderheiten:

- Schnelles Ergebnis – 15-20 Minuten
- Einfache Anwendung auch durch Laien – Alles in einem Set
- Hygienisch einzeln verpackte Testsets
- Hohe Genauigkeit und Variantentestet (inklusive Omicron)
- Test mit CE-Zertifizierung als Laintest

Lieferumfang:

- Coronavirus-Antigen-Testkassette
- Probenextraktionspuffer
- Steriler Abstrichtupfer
- Einwegdruckbeutel für die Entsorgung
- Gebrauchsanweisung

Hersteller: Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd
Instrument: Ohne weitere Geräte durchführbar
Format: Anterior-nasaler-Test
Lagertemperatur: 4 – 30°C
Auslesezeit: 15 Minuten
Spezifität: 99,76 %
Sensitivität: 97,10%
CE-Zertifizierung: CE 0123
BfArM-AT-Nummer: AT1236/21
Verpackung: einzeln verpackt

Verpackung und Design können von der Abbildung abweichen



CE-Zertifikat



Varianten-Nachweis (Omicron)



Video anschauen



SafeCare Antigen-Selbsttest

Der SafeCare COVID-19 Nasenrachen Antigen Schnelltest dient dazu, einen qualitativ hochwertigen Nachweis der Nucleokapsid-Protein-Antigene zu erbringen. Hierzu wird im Nasenrechenraum oder im vorderen Nasenbereich ein qualifizierter Abstrich im Rahmen einer professionellen Teststrategie genommen. Der Antigen-Schnelltest ist laut Paul-Ehrlich-Institut evaluiert und wird auf der Liste für die SARS-CoV-2-Tests der BfArM geführt. Durchgeführt werden darf er nur von medizinisch qualifiziertem Fachpersonal. Ebenfalls ist am PoC eine Testung durch eingewiesenes Fachpersonal möglich.

Hersteller SafeCare bringt mit dem COVID-19 Nasenrachen Antigen Schnelltest eine zuverlässige und einfache Option, eine wirkungsvolle Testung auf das neuartige Coronavirus umzusetzen. Da mit ihm eine Durchführung ebenfalls von Massentests möglich ist, lässt sich für öffentliche Einrichtungen oder gewerblich genutzte Flächen sowie Schulen und Betriebe eine nachhaltige Teststrategie realisieren, um mit dem SARS-CoV-2 infizierte Menschen schnell lokalisieren zu können und damit sämtliche betreffenden Personen zu schützen.

Ein Testergebnis liegt innerhalb von 10 bis 15 vor. Somit haben Getestete schnell Gewissheit, wobei die relative Sensitivität des SafeCare - COVID-19 Nasenrachen Antigen Schnelltest bei 96,97 % und die relative Spezifität bei 100 % liegt.

Probenmaterial: Nasopharynx-Abstriche

Testergebnis: in 10 bis 15 Minuten

Sehr hohe Sensitivität: 96,97%

Sehr hohe Spezifität: 100,00%

Inhalt: 25 Tests inkl. Verbrauchsmaterial

Handhabung: Einfache Handhabung ohne zusätzliches Analysesystem

Testort: Testmöglichkeit dort, wo kein Labortest zur Verfügung steht (PoC)

Einsatz: Test für den professionellen Gebrauch vorgesehen

Erstattungsfähig: BfArM-gelistet (AT199/20) und somit erstattungsfähig

Die angegebenen Preise verstehen sich als Stückpreis pro 1 Test



Datenblatt



Video anschauen



SourceWeb® Antigen-Selbsttest

Offiziell in der EU als Laintest anerkannt (mit CE-Siegel)

Dieser Schnelltest für den einmaligen Gebrauch wird zur Bestimmung des Coronavirus-Antigens verwendet. Die Probenentnahme erfolgt über einen Nasenabstrich am Menschen. Der Coronaschnelltest wird als schnelle Untersuchung bei einem Verdacht auf Coronavirus-Fälle verwendet. Auch zur Rückbestätigung für den Nachweis von Nukleinsäuren bei entlassenen Patienten kann dieser Test verwendet werden. Dieser Test besitzt die CE-Zulassung zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests) zum Nachweis von SARS-CoV-2 und ist ebenfalls beim BfArM gelistet, sowie vom Paul Ehrlich Institut evaluiert.

Besonderheiten:

- Schnelles Ergebnis – 15-20 Minuten
- Einfache Anwendung auch durch Laien – Alles in einem Set
- Hygienisch einzeln verpackte Testsets
- Hohe Genauigkeit und Variantentestet (inklusive Omicron)
- Test mit CE-Zertifizierung als Laintest

Lieferumfang:

- Coronavirus-Antigen-Testkassette
- Probenextraktionspuffer
- Steriler Abstrichtupfer
- Einwegdruckbeutel für die Entsorgung
- Gebrauchsanweisung

Hersteller: SourceWeb Medical AG

Instrument: Ohne weitere Geräte durchführbar

Format: Anterior-nasaler-Test

Lagertemperatur: 4 – 30°C

Auslesezeit: 15 Minuten

Spezifität: 99,76 %

Sensitivität: 97,10%

CE-Zertifizierung: CE 0865

Verpackung: Packung zu 10 Stück

Verpackung und Design können von der Abbildung abweichen

