

## Hotgen Autocomprobación de antígenos

Reconocido oficialmente en la UE como prueba de legado (con el sello CE).

Esta prueba rápida de un solo uso se utiliza para la determinación del antígeno del coronavirus. La muestra se toma de un hisopo nasal humano. La prueba rápida Corona se utiliza como prueba rápida para los casos sospechosos de coronavirus. Esta prueba también puede utilizarse para la reconfirmación para la detección de ácidos nucleicos en pacientes dados de alta. Esta prueba cuenta con la aprobación de la CE para uso no profesional (autodiagnóstico) para la detección del SARS-CoV-2 y también está registrada en el BfArM y evaluada por el Instituto Paul Ehrlich.

### Características especiales:

- Resultado rápido - 15-20 minutos
- Fácil de usar incluso para los profanos: todo en un kit
- Kits de pruebas envasados individualmente de forma higiénica
- Alta precisión y variante probada (incluyendo Omicron)
- Prueba con la certificación CE como prueba de lego

### Alcance de la entrega:

- Casete de prueba del antígeno del coronavirus
- Tampón de extracción de muestras
- Hisopo estéril
- Bolsa de presión desechable para su eliminación
- Instrucciones de uso

**Fabricante:** Beijing Hotgen Biotech Co, Ltd.

**Instrumento:** Puede realizarse sin equipo adicional

**Formato:** Prueba nasal anterior

**Temperatura de almacenamiento:** 4 - 30°C

**Tiempo de selección:** 15 minutos

**Especificidad:** 99,76 %

**Sensibilidad:** 97,10%

**Certificación CE:** CE 0123

**Número BfArM-AT:** AT1236/21

**Embalaje:** envuelto individualmente

 **CE-Certificado** **Verificación de variantes (Omicron)** **Ver video**