

## Hotgen® Antigen-Selbsttest

### Offiziell in der EU als Laientest anerkannt (mit CE-Siegel)

Dieser Schnelltest für den einmaligen Gebrauch wird zur Bestimmung des Coronavirus-Antigens verwendet. Die Probenentnahme erfolgt über einen Nasenabstrich am Menschen. Der Coronaschnelltest wird als schnelle Untersuchung bei einem Verdacht auf Coronavirus-Fälle verwendet. Auch zur Rückbestätigung für den Nachweis von Nucleinsäuren bei entlassenen Patienten kann dieser Test verwendet werden. Dieser Test besitzt die CE-Zulassung zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests) zum Nachweis von SARS-CoV-2 und ist ebenfalls beim BfArM gelistet, sowie vom Paul Ehrlich Institut evaluiert.

### Besonderheiten:

- Schnelles Ergebnis – 15-20 Minuten
- Einfache Anwendung auch durch Laien – Alles in einem Set
- Hygienisch einzeln verpackte Testsets
- Hohe Genauigkeit und Variantengetestet (inklusive Omicron)
- Test mit CE-Zertifizierung als Laientest

### Lieferumfang:

- Coronavirus-Antigen-Testkassette
- Probenextraktionspuffer
- Steriler Abstrichtupfer
- Einwegdruckbeutel für die Entsorgung
- Gebrauchsanweisung

**Hersteller:** Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd  
**Instrument:** Ohne weitere Geräte durchführbar  
**Format:** Anterior-nasaler-Test  
**Lagertemperatur:** 4 – 30°C  
**Auslesezeit:** 15 Minuten  
**Spezifität:** 99,76 %  
**Sensitivität:** 97,10%  
**CE-Zertifizierung:** CE 0123  
**BfArM-AT-Nummer:** AT1236/21  
**Verpackung:** einzeln verpackt

Verpackung und Design können von der Abbildung abweichen

 **CE-Zertifikat** **Varianten-Nachweis (Omicron)** **Video anschauen**